

Anwendung FFP2 Maske



Öffnen Sie die Maske mit der Nasenklammer nach oben zeigend, und ziehen Sie mit beiden Händen an den Ohrbändern



Halten Sie die Maske gegen Ihr Kinn, um Ihre Nase und Ihren Mund vollständig zu bedecken



Legen Sie die Ohrbänder hinter Ihre Ohren und passen Sie sie so an, dass die Maske bequem sitzt



Stellen Sie mit beiden Händen die Form der Nasenklammer ein. Platzieren Sie Ihre Finger in der Mitte des Nasenclips und drücken Sie ihn nach innen, während Sie mit den Fingerspitzen an beiden Seiten des Nasenclips entlangfahren, bis er an den Nasenrücken angepasst ist.



Decken Sie die Maske mit der Hand ab und atmen Sie heftig aus. Wenn Sie spüren, dass die Luft aus dem Nasenbügel entweicht, müssen Sie den Nasenbügel nachziehen. Wenn die Luft am Rand der Maske entweicht, stellen Sie die Ohrbänder neu ein, um die Dichtigkeit zu gewährleisten